

Link do produktu: <https://redmed.pl/nebulizator-sidestream-p-1264.html>

Nebulizator Sidestream

Opis produktu

Komora nebulizacyjna (pojemnik na lek) Sidestream do inhalatorów tłokowych. Wysokiej jakości materiały i doskonałe parametry aerozolu.

W nebulizatorze Sidestream zastosowano technologię Diamond Jet. Specjalnie zaprojektowany rozpylacz Diamond Jet pozwala na efektywne wytwarzanie aerozolu. W rozpylaczu znajduje się 5 rozseparowanych kanałków. Jeden w środku i cztery wokół niego. Przez środkowy kanał przepływa powietrze, a w czterech pozostałych znajduje się płyn nebulizacyjny. Przepływające powietrze wytwarza podciśnienie porywające kropelki płynu tworzące aerozol leku do nebulizacji.

Pojemnik na lek Sidestream oferuje:

- Krótki czas podawania leku -
- Mała objętość pozostałości po nebulizacji
- Łatwy w użyciu
- Ilość cząsteczek poniżej 5 mikronów: 80%
- Większość cząsteczek mgiełki nebulizacyjnej wchłania się w płucach

Nebulizator Sidestream stosowany jest fabrycznie w inhalatorach:

- Philips Respironics Inspiration Elite
- Philips Respironics Innospire Essence
- PiC Solution Mr Pingui
- PiC Solution Mr Carrot
- PiC Solution Mr Hippo
- PiC Solution Air Family
- PiC Solution Air Family II
- PiC Solution Air Spinny
- PiC Solution Air Twist

Mogą być również wykorzystane we wszystkich inhalatorach tłokowych w których stosowane są nebulizatory Sidestream

W celu zachowania prawidłowych parametrów inhalacji zgodnie z wytycznymi producenta, zaleca się wymianę nebulizatora po 30 dniach regularnego, ciągłego użytkowania lub po 6 miesiącach od pierwszego użycia w przypadku nieregularnego, jeśli łączny czas użytkowania nie przekroczył 30 dni.