

Link do produktu: <https://redmed.pl/nebulizator-ultradzwiekowy-nb-810b-mesh-p-1182.html>

Nebulizator ultradźwiękowy NB-810B Mesh

Cena	129,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	CHMNB-810B
Kod producenta	NB-810B
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	HONSUN (NANTONG) Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Nebulizator ultradźwiękowy NB-810B Mesh to łatwe w obsłudze, poręczne urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Obsługa tylko jednym przyciskiem. Posiada diodę informującą o niskim stanie baterii oraz automatyczne wyłączanie w przypadku braku płynu.

Cechy:

- W pełni automatyczny
- Łatwa obsługa jednym przyciskiem
- Mały rozmiar, idealny w czasie podróży
- Kompaktowy, przenośny i ergonomiczny
- Cicha praca pozwala na korzystanie w nocy, podczas snu
- Nieprzerwana inhalacja niezależnie od pozycji użytkownika
- Leki zostają rozproszony w postaci lekkiej mgiełki, aby dotarły głęboko do układu oddechowego

Nebulizatory NB-810B Mesh są wykorzystywane do leczenia chorób dolnych i górnych części układu oddechowego takich jak astma czy przewlekła choroba płuc. Urządzenie zamienia lek w postaci płynu na lekką mgiełkę, używając do tego wibrującej siatki zapewniając tym samym efektywne dostarczenie cząsteczek do układu oddechowego.

Specyfikacja:

- Maksymalna pojemność: 8 [ml]
- Minimalna pojemność: 0,5 [ml]
- Zasilanie: 2 baterie AA lub zasilacz sieciowy
- Wytrzymałość głowicy nebulizatora: 180 godzin
- Czas pracy: 90 minut na 2 bateriach AA
- Wymiary: 55,6 [mm] x 42 [mm] x 109,2 [mm]
- Średnia wielkość cząsteczek MMAD: 5 [µm]
- Szybkość inhalacji: 0,2 ml/min
- Moc: 2 [W]

Zawartość opakowania:

- Nebulizator
- Maski dla dorosłych
- Maski dla dzieci
- Ustnik
- Torba
- 2 baterie AA
- Instrukcja obsługi



Nasze Nebulizatory produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Nebulizatory produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.