

Link do produktu: <https://redmed.pl/nightrider-blucon-do-freestyle-libre-p-1470.html>

NightRider BluCon do FreeStyle Libre

Cena	599,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Abbott

Opis produktu

Nakładka na sensor FreeStyle Libre do bezprzewodowej komunikacji Bluetooth. Część systemu ciągłego monitorowania glukozy.

Transmitter NightRider BluCon umożliwia automatyczne i regularne pobieranie danych z sensora FreeStyle Libre na urządzenie mobilne np. smartfon z specjalną aplikacją do zarządzania wynikami.

Przez bezpośrednie połączenie Bluetooth nakładka NightRider BluCon co 5 minut wysyła wyniki do telefonu z aplikacją LinkBluCon na systemy Android i iOS.

Aplikacje można pobrać za darmo z Google Play lub App store – w zależności od systemu telefonu.

Okrągła, niewielka nakładka jest wielorazowa. Zasilana baterią pastylką (CR2032).

Ta wersja NightRider BluCon nie jest wodoodporna.

Do nakładki NightRider BluCon konieczne jest zabezpieczenie w postaci opaski lub uchwyt typu „szpon”.