

Link do produktu: <https://redmed.pl/op200-szt-igly-do-wstrzykiwaczy-insuliny-droplet-31g-8-mm-p-682.html>

Op.200 szt. Igły do wstrzykiwaczy insuliny Droplet 31g 8 mm

Cena	39,96 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	HTL8012 x2
Kod producenta	8012 x2
Kod EAN / GETIN	5907996098255
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Igły wysokiej jakości zaprojektowane tak aby spełniały wszystkie potrzeby długoterminowego leczenia cukrzycy. Zapewniają komfortowy zastrzyk insuliny, łagodne przenikanie i zminimalizowane odczuwanie bólu. Technologia cienkiej ściany umożliwia precyzyjny przepływ insuliny i sprawne wstrzyknięcie.

- Proste i intuicyjne w obsłudze
- Precyzyjne szlifowanie
- Cienkościenna budowa
- Specjalnie zaprojektowany gwint
- Dopasowane do penów insulinowych od producentów:
 - Novo Nordisk
 - Sanofi
 - Eli Lilly
 - Ypsomed
 - Owen Mumford
 - Haselmeier
 - Berlin-Chemie/Menarini
 - B. Braun

31G (0,25 mm) x 8mm

200 sztuk

Bezpieczna kontrola cukrzycy:

- Skonsultuj się z profesjonalnym personelem medycznym w celu uzyskania pomocy w wyborze odpowiedniej wersji igły i techniki wstrzykiwania.
- Postępuj zgodnie z instrukcją użycia igły insulinowej i wstrzykiwacza.
- Po użyciu nałóż zewnętrzną nasadkę ochronną.
- Zawsze wyrzucaj zużyte igły zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie wykorzystuj ponownie lub udostępniaj igły komuś innemu. Igły są wyłącznie do jednorazowego użytku.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski