

Link do produktu: <https://redmed.pl/opsite-iv3000-opatrunek-mocujacy-wklucie-1-szt-p-1350.html>



Opsite IV3000 opatrunek mocujący wkłucie - 1 szt.

Opis produktu

Opatrunek do zabezpieczania kaniul IV3000 jest wodoodporną barierą antybakteryjną, ale przy tym wysoce paro-przepuszczalną. Transparentność folii pozwala na stałe monitorowanie miejsca wkłucia. Wysoka paro-przepuszczalność zapobiega gromadzeniu się wilgoci i zapewnia bezpieczne dopasowanie, redukując ryzyko kontaminacji.

Specjalny system aplikacji przyjaznego dla skóry kleju zapewnia bezpieczne mocowanie oraz bezbolesną zmianę opatrunków.

Wodoodporna folia umożliwia pacjentowi swobodne branie prysznica.

Rozmiar plastra 6 x 7 cm

Opakowaniu 1 plaster