

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-analizy-ugp-glukozy-i-bialka-w-moczu-100szt-p-565.html>



Paski do analizy UGP - glukozy i białka w moczu - 100szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL41020-L
Kod producenta	41020-L
Kod EAN / GETIN	4250387305830
Producent	nal von minden

Opis produktu

Paski do analizy moczu GP – Glukoza, Białko

Solidne, plastikowe paski służące do badania moczu są łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwalają szybko uzyskać informacje o składzie moczu, a przez to o patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć jeden albo więcej parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

W opakowaniu jest 100 sztuk pasków.

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

>>

Parametr	<u>UG</u>	<u>UGP</u>	<u>U2</u>	<u>U3</u>	<u>U4</u>	<u>U5B</u>	<u>U8SG</u>	<u>U10SL</u>	<u>11M</u>	<u>U13</u>
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciężar właściwy							X	X	X	X
Urobilinogen								X	X	X

