

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-analizy-moczu-8-parametrow-u8sg-100szt-p-570.html>



Paski do analizy moczu 8 parametrów U8SG 100szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL41080-L
Kod producenta	41080-L
Kod EAN / GETIN	4250387305335
Producent	nal von minden

Opis produktu

Paski testowe do analizy w moczu ośmiu parametrów 8SG - Glukoza, pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białko, Ciężar właściwy.

Precyzyjne i dokładne, paski służące do badania moczu są łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwalają uzyskać szybkie informacje o stanie moczu, jak i patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo zbadać aż 8 osiem parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

W opakowaniu jest 100 sztuk pasków. Każdym testowym paskiem możemy wykonać badanie parametru w moczu:

- Glukoza,
- pH,
- Krew,
- Ketony,
- Leukocyty,
- Azotyny,
- Białko,
- Ciężar właściwy

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

[>>](#)

Parametr	UG	UGP	U2	U3	U4	U5B	U8SG	U10SL	11M	U13
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X



Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciężar właściwy							X	X	X	X
Urobilino gen								X	X	X