

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-analizy-w-moczu-trzynastu-parametrow-u13-op-25szt-p-573.html>



Paski do analizy w moczu trzynastu parametrów U13 op. 25szt.

Czas wysyłki

Zadzwoń 32 720 62 10

Numer katalogowy

NDL41130-S

Producent

nal von minden

Opis produktu

Paski do analizy moczu 13-Glukozą, Odczynnik pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białka, Ciężar właściwy, Bilirubina, Urobilinogen, Kwas askorbinowy, Kreatynina, Mikroalbumina.

Solidne, plastikowe paski służące do badania moczu są łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwalają szybko uzyskać informacje o składzie moczu, a przez to o patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć jeden albo więcej parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

W opakowaniu jest 25 sztuk pasków.

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

>>

Parametr	UG	UGP	U2	U3	U4	U5B	U8SG	U10SL	11M	U13
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciężar właściwy							X	X	X	X
Urobilinogen								X	X	X