

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-abra-50szt-firmy-diagnosis-p-888.html>

Paski do glukometru Abra 50szt. firmy Diagnosis

Cena	36,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5907581253625

Opis produktu

Paski do glukometru Abra 50szt. firmy Diagnosis. Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi, mają zastosowanie wyłącznie w [glukometrze Abra](#).

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Przeznaczone są do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy przez pacjenta w pełnej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca, dłoni, przedramienia lub ramienia.

System pomiaru poziomu glukozy we krwi Abra jest przeznaczony dla użytkowników nieprofesjonalnych i powinien być używany przez jedną osobę. Paski testowe Abra służą do użytku zewnętrznego.

Każdy pasek testowy posiada obszar testowy zawierający reaktywne substancje chemiczne. Aplikacja próbki krwi w tym obszarze powoduje reakcję chemiczną, a następnie wytworzenie prądu elektrycznego. Stężenie glukozy we krwi obliczane jest na podstawie odnotowanego przez glukometr prądu elektrycznego.

Cechy pasków testowych Abra:

- Próbką: Świeża pełna krew kapilarna, minimum $>0.5 \mu\text{l}$
- Czas testu: 5 sekund
- Zakres wykrywania glukozy: 20 – 600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L)
- Pasek testowy jest skalibrowany tak, aby wyświetlał równowartość wartości glukozy w osoczu, co ułatwia porównanie z wynikami otrzymanymi metodami laboratoryjnymi.

Producent: Diagnosis