

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-accu-chcek-performa-combo-50-szt-firmy-roche-p-1149.html>



Paski do glukometru Accu-Chcek Performa Combo 50 szt. firmy Roche

Cena	37,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4015630980987

Opis produktu

Paski do glukometru Accu-Chcek Performa Combo 50 szt. firmy Roche

Przeznaczone są do samodzielnej kontroli glukozy we krwi

Opakowanie zawiera 50 szt. indywidualne zapakowanych pasków testowych.

Wyposażone w czujnik minimalnej objętości próbki krwi.

Specyfikacja techniczna pasków testowych Accu Chek Performa

- Wielkość próbki krwi: 0,6 µl
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Jednostka miary: mg/gl (miligramy na decylitr)
- Temperatura przechowywania: od 6 °C do 44 °C

Nanoszenie krwi na pasek testowy:

Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszka palca.

W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając.

Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego.

Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

Producent: Roche