

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-evolution-50szt-firmy-infopia-p-901.html>

Paski do glukometru Evolution 50szt. firmy Infopia

Cena	35,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	8809115901385

Opis produktu

Paski do glukometru Evolution 50szt. firmy Infopia

Paski testowe do [glukometru Evolution](#), są stosowane do pomiaru stężenia glukozy w krwi przy pomocy próbki krwi włosniczkowej.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski testowe Evolution™ są stosowane wyłącznie w [glukometrze Evolution™](#) do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w pełnej krwi. System Evolution™ przeznaczony jest do samodzielnego użytku, został skalibrowany w stosunku do osocza, aby umożliwić łatwe porównanie wyników z metodami laboratoryjnymi.

Paski testowe Evolution™ są przeznaczone do testowania poza organizmem (tylko do użytku diagnostycznego in vitro).

Charakterystyka pasków testowych Evolution™:

- Wielkość próbki krwi: 0,3 µl
- Czas pomiaru: 3 sekundy
- Jednostka miary: mg/gł (miligramy na decylitr)
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl

Sposób przechowywania: 15°C – 25°C

Producent: Infopia