

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-gensucare-50-szt-philosys-p-1236.html>

Paski do glukometru GensuCare 50 szt. Philosys

Cena

38,50 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

Paski do glukometru GensuCare. Monitorowanie krwi pod kątem glukozy jest podstawowym sposobem samokontroli u diabetyków.

Opakowanie 50 szt. (2 x 25)

Do wykonania pomiaru wymaga jedynie 5 ułm krwi pełnej kapilarnej.

[Paski testowe](#) Gensucare stosowane są do pomiaru przy użyciu systemu monitorowania poziomu glukozy we krwi. Działanie systemu GensuCare polega na pomiarze niewielkiego prądu elektrycznego pojawiającego się w reakcji glukozy we krwi z odczynnikami w pasku testowym.

[Glukometr](#) oblicza wartość tego prądu i przekształca ją na liczbowy wynik oznaczający poziom glukozy we krwi, który jest wyświetlany na ekranie urządzenia mobilnego. [Wyniki badań](#) wykonanych przy użyciu systemu GensuCare są równoważne z wynikami otrzymanymi z badań osocza.

Należy używać wyłącznie świeżej krwi pełnej włośniczkowej. Nie należy używać surowicy ani osocza. Szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich procedur, w tym pobrania próbek krwi, przedstawiono w instrukcji użytkowania dołączonej do systemu Gensucare.

Producent: Philosys

Glukometry wykorzystują do pomiaru paski testowe do pomiaru glukozy, które są jednorazowego użytku i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne lub bez paskowe. [Safe AQ glukometr i paski są dostępne w e-medical.eu. Bezpieczne, wysokiej jakości lancety i nakłuwacze można kupić w medyczny365.pl](#)