

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-glucomaxx-50szt-firmy-genexo-p-885.html>

Paski do glukometru Glucomaxx 50szt. firmy Genexo

Cena	37,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5903111882327

Opis produktu

Paski do glukometru Glucomaxx 50szt. firmy Genexo. Paski testowe do pomiaru glukozy w krwi, przeznaczone są do samodzielnej kontroli glikemii przy pomocy [glukometru Glucomaxx®](#).

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski testowe Glucomaxx® stosowane z [glukometrami linii Glucomaxx®](#), są stosowane do przeprowadzania samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi w domu oraz przez profesjonalistów.

Do wykonania testy wystarczy próbka krwi włosniczkowej o objętości 0,5 µl.

Część diagnostyczna paska zawiera:

- Dehydrogenazę glukozową (E.coli) 8%
- Nośnik elektronów 55%
- Osłonę enzymatyczną 8%
- Dodatkowe niereagujące skądniki 29%

Producent: Genexo