

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-glucosense-50szt-firmy-genexo-p-886.html>

Paski do glukometru Glucosense 50szt. firmy Genexo

Cena	37,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5908222562274

Opis produktu

Paski do glukometru Glucosense 50szt. firmy Genexo. Paski testowe do samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi do glukometru. Stosowane wyłącznie z [glukometrem Glucosense Pro](#). Który charakteryzuje się komfortem użytkowania, prostą obsługą i szybkością działania.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Cechy pasków Glucosense Pro

- Zastosowana technologii elektrochemiczna zapewnia precyzyjne wyniki,
- samoczynnie zasysają krew do komory reakcyjnej,
- posiadają zabezpieczoną powierzchnię,
- okienko potwierdzenia umożliwia poprawne wykonanie badania,
- wykorzystują do badania niewielką próbkę krwi – 1,8 µl,
- zakres pomiaru: 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l).

Ważne wskazówki:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 4-40 stopni Celsjusza.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

Producent: Genexo