

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-onetouch-select-plus-flex-50szt-firmy-lifescan-p-1152.html>

Paski do glukometru OneTouch Select Plus Flex 50szt. firmy Lifescan

Cena	36,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4030841005427

Opis produktu

Paski do glukometru OneTouch Select Plus Flex 50szt. firmy Lifescan. Paski testowe do pomiaru glukozy w krwi przy pomocy glukometrów [OneTouch Select Plus Flex](#). Przeznaczone są do kontroli glikemii w krwi pobranej z opuszki palca.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych

- Dokładny wynik pomiaru w 5 sekund
- Bez kodowania – nie trzeba wprowadzać kodu pasków do glukometru.
- Paski testowe OneTouch Select[®] Plus dopasowują wynik pomiaru do naturalnych zmian w poziomie czerwonych krwinek, więc możesz mieć pewność wyników za każdym razem.
- Zakres pomiaru glukometru to 20mg/dL – 600mg/dL
- Spełnia wszystkie kryteria normy ISO 15197:2013

Przechowywanie

Przechowuj paski w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze 5°C-30°C. Nie zamrażaj i przechowuj z dala od słońca i źródeł ciepła.

Trzymaj paski w oryginalnej fiolce, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia lub zniszczenia.

Otwórz fiolkę z paskami i wyciągnij z niej pasek testowy dopiero, gdy będziesz gotowy/a aby wykonać pomiar.

Użyj pasek testowy od razu po wyciągnięciu z fiolki, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie używaj paska, który jest zgięty lub zniszczony.

Zamknij fiolkę od razu po wyciągnięciu z niej paska, aby uniknąć zanieczyszczenia lub zniszczenia.

Nie zginaj ani nie przecinaj pasków.

Nie używaj ponownie paska, który został już użyty do wykonania pomiaru lub testu z roztworem kontrolnym.

Zwróć uwagę, aby żaden płyn, kurz, krew czy roztwór kontrolny nie dostały się do portu paska testowego lub do portu danych.

Przed wykonaniem pomiaru upewnij się, że glukometr i paski testowe mają tę samą temperaturę.

Po wykonaniu pomiaru nie wkładaj zużytego paska testowego do fiolki z paskami.

Nie używaj pasków testowych po upływie daty ważności.

Producent: Lifescan