

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-safe-aq-enzym-fad-gdh-op-50-szt-firmy-sinocare-safeaq-p-1106.html>



## Paski do glukometru Safe AQ enzym fad gdh op. 50 szt. firmy Sinocare SafeAQ

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>49,95 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Czekamy na dostawę</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>dzień roboczy do 13:00</b> |
| Numer katalogowy | <b>SNC010</b>                 |
| Kod producenta   | <b>010</b>                    |
| Kod EAN / GETIN  | <b>6934175037704</b>          |
| Data Ważności    | <b>2024-09-21</b>             |

### Opis produktu

Paski Testowe do glukometru Safe-AQ Smart 50 szt. firmy Sinocare

**Paski kompatybilne wyłącznie z glukometrem SAFE AQ (czerwonym) , nie pasują do glukometrów SAFE AQ VOICE (biały glukometr) i Safe AQ UG (niebieski glukometr).**

**Dla diabetyków niedrogie testy  
są ważne w codziennym życiu**



Paski testowe do glukometrów Safe AQ mają bardzo wysoką dokładność uzyskiwanych wyników. Są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, oraz dla profesjonalnego personelu medycznego.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.



Do uzyskania wyniku glukozy w krwi wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna. Już po 5 sekundach od nałożenia próbki uzyskuje się dokładny pomiar.

Auto-kodowanie pasków testowych: automatyczne kodowanie partii pasków testowych. Dzięki temu glukometr jest łatwy i szybki w obsłudze.

Metoda GDH-FAD – testy wykorzystują enzym GDH-FAD który eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

#### Specyfikacja

- Próbka krwi: świeża kapilarna krew pełna, żylna krew pełna
- Próbka do kalibracji: plazma żylna
- Zakres testowy: 20-600mg / dL (1,1-33,3mmol / L)
- Czas testu: 5 s.
- Objętość krwi: 0,6  $\mu$ l
- Zakres hematokrytu (HCT): 30-60%

