

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-safe-aq-enzym-fad-gdh-op-50-szt-firmy-sinocare-safeaq-p-1106.html>



Paski do glukometru Safe AQ enzym fad gdh op. 50 szt. firmy Sinocare SafeAQ


Cena	49,95 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SNC010
Kod producenta	010
Kod EAN / GETIN	6934175037704
Data Ważności	2024-09-21

Opis produktu

Paski Testowe do glukometru Safe-AQ Smart 50 szt. firmy Sinocare

Paski kompatybilne wyłącznie z glukometrem SAFE AQ (czerwonym) , nie pasują do glukometrów SAFE AQ VOICE (biały glukometr) i Safe AQ UG (niebieski glukometr).

**Dla diabetyków niedrogie testy
są ważne w codziennym życiu**



Paski testowe do glukometrów Safe AQ mają bardzo wysoką dokładność uzyskiwanych wyników. Są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, oraz dla profesjonalnego personelu medycznego.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.



Do uzyskania wyniku glukozy w krwi wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna. Już po 5 sekundach od nałożenia próbki uzyskuje się dokładny pomiar.

Auto-kodowanie pasków testowych: automatyczne kodowanie partii pasków testowych. Dzięki temu glukometr jest łatwy i szybki w obsłudze.

Metoda GDH-FAD – testy wykorzystują enzym GDH-FAD który eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

Specyfikacja

- Próbka krwi: świeża kapilarna krew pełna, żylna krew pełna
- Próbka do kalibracji: plazma żylna
- Zakres testowy: 20-600mg / dL (1,1-33,3mmol / L)
- Czas testu: 5 s.
- Objętość krwi: 0,6 μ l
- Zakres hematokrytu (HCT): 30-60%

