

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-superior-50szt-firmy-delbio-p-917.html>

Paski do glukometru Superior 50szt. firmy Delbio

Cena	33,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4713072980519

Opis produktu

Paski do glukometru Superior 50szt. firmy Delbio

Paski testowe wyłącznie do [glukometrem SUPERIOR™](#) do ilościowego pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski korzystają z systemu automatycznego kodowania serii na glukometrze.

Testy wykorzystują enzym GOD (oksydaza glukozy), dzięki czemu nie występuje interferencja z maltozą i galaktozą.

Możliwy jest pomiar w alternatywnych miejscach nakłucia (AST).

Cechy pasków testowych:

- Objętość próbki krwi: 1 µL
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dL
- Dokładność zgodna z normą ISO 15 197

Producent: Delbio