

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukozy-do-glukometru-safe-aq-ug-50szt-op-enzym-fad-gdh-p-1604.html>

Paski do glukozy do glukometru Safe AQ UG 50szt./op. enzym FAD-GDH

Cena	49,95 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	Safe UG Glukoza
Kod producenta	SNC020
Kod EAN / GETIN	6934175037438

Opis produktu

Paski Testowe do glukometru Safe AQ UG firmy Sinocare do pomiaru glukozy.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski Safe AQ UG do pomiaru glukozy są przeznaczone do użytku z urządzeniem Safe AQ UG - monitorem poziomu glukozy i kwasu moczowego we krwi pełnej kapilarnej pobranej z opuszka palca lub krwi pełnej pobranej z żyły.

Paski Safe AQ UG Glukoza

- Wielkość próbki: 0,6 µL
- Zakres badania: 20~600 mg/dL (1,1~33,3 mmol/L)
- Czas badania: 5 sekund
- Paski Testowe nie wymagają kodowania.
- Enzym FAD-GDH - Odczynnik w pasku testowym składa się z dehydrogenazy glukozy FAD, żelazicyjanku potasu, roztworu buforowego oraz stabilizatora itp.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Paski testowe Safe AQ UG mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, oraz dla pracowników służby zdrowia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności przebiegu terapii.

Monitor Safe AQ UG jest przeznaczony do użytku poza ciałem (do diagnostyki in vitro) jako pomoc w monitorowaniu skuteczności przebiegu terapii.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.

Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej fiolce z zakręconą zakrętką.