

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-kwasu-moczowego-safe-aq-ug-test-kwas-moczowy-50-sztop-p-1695.html>

Paski do kwasu moczowego Safe AQ UG - Test kwas moczowy - 50 szt./op.

Cena	39,96 zł
Cena poprzednia	99,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	Kwas moczowy Sinocare
Kod producenta	SNC021
Kod EAN / GETIN	6934175037919
Data ważności:	2024-02-25

Opis produktu

Paski Testowe kwasu moczowego Safe AQ UG firmy Sinocare.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski Safe AQ UG do kwasu moczowego są przeznaczone do użytku z urządzeniem Safe AQ UG - monitorem poziomu glukozy i kwasu moczowego we krwi pełnej kapilarnej pobranej z opuszka palca lub krwi pełnej pobranej z żyły.

Paski Safe AQ UG kwas moczowy

- Wielkość próbki: 3 µL
- Zakres pomiaru systemu: 181 µmol/L~1188 µmol/L (3,0 mg/dL~20,0 mg/dL)
- Czas badania: 25 sekund
- Odczynnik w pasku składa się z oksydazy kwasu askorbinowego, pochodnej ferrocenu, roztworu buforowego, itp.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Paski testowe Safe AQ UG mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli pacjentów, lub użytku profesjonalnego jako pomoc w leczeniu hiperurykemii.

Monitor Safe AQ UG jest przeznaczony do użytku poza ciałem (do diagnostyki in vitro) jako pomoc w monitorowaniu skuteczności przebiegu terapii.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.
Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.
Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej fiolce z zakręconą zakrętką.