

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-pomiaru-kwasu-moczowego-benecheck-plus-p-593.html>

Paski do pomiaru kwasu moczowego Benecheck Plus

Cena

95,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Opis produktu

Do użytku wyłącznie z monitorem Benecheck PLUS, służą do wyznaczania poziomu stężenia kwasu moczowego w krwi.

Wymagana próbka krwi kapilarnej: około 0.7 μ L

Zakres pomiaru: 0.18 - 1.19 mmol

Czas pomiaru: 15 sekund

Rozmiar opakowania: 25 Pasków