

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-kwasu-moczowego-safe-aq-ug-50-sztop-lancety-50szt-p-1605.html>

Paski kwasu moczowego Safe AQ UG - 50 szt./op. + lancety 50szt

Cena	19,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SNC021+SNC080
Kod producenta	Sinocare Paski kwasu moczowego + lancety
Kod EAN / GETIN	6934175037919

Opis produktu

Paski Testowe kwasu moczowego Safe AQ UG firmy Sinocare.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych w 2 fiolkach + gratis 50 lancet 28G Sinocare Soft Twist do nakłuwacza

Paski Safe AQ UG do kwasu moczowego są przeznaczone do użytku z urządzeniem Safe AQ UG - monitorem poziomu glukozy i kwasu moczowego we krwi pełnej kapilarnej pobranej z opuszka palca lub krwi pełnej pobranej z żyły.

Paski Safe AQ UG kwas moczowy

- Wielkość próbki: 3 μ L
- Zakres pomiaru systemu: 181 μ mol/L~1188 μ mol/L (3,0 mg/dL~20,0 mg/dL)
- Czas badania: 25 sekund
- Odczynnik w pasku składa się z oksydazy kwasu askorbinowego, pochodnej ferrocenu, roztworu buforowego, itp.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Paski testowe Safe AQ UG mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli pacjentów, lub użytku profesjonalnego jako pomoc w leczeniu hiperurykemii.

Monitor Safe AQ UG jest przeznaczony do użytku poza ciałem (do diagnostyki in vitro) jako pomoc w monitorowaniu skuteczności przebiegu terapii.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.
Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.
Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej fiolce z zakręconą zakrętką.

Jednorazowe lancety 28G Sinocare Soft Twist Lancets

Lancety Sinocare Soft Twist 28G są przeznaczone do jednorazowego użycia przy pobieraniu krwi. Świetnie pasują do większości standardowych nakłuwaczy z regulowaną głębokością nakłucia.