

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-lactat-scout-24-szt-kwas-mlekowy-p-610.html>

Paski Lactat Scout 24 szt. - kwas mlekowy

Cena	351,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	EKF Diagnostics

Opis produktu

Paski testowe do urządzenia [Lactate Scout+](#) do pomiaru stężenia mleczanu we krwi.

Jednorazowe paski testowe są pakowane osobno po 24.

Konstrukcja, w której pobrana próbka jest zamknięta, minimalizuje ryzyko przypadkowej infekcji osób trzecich i zanieczyszczenia próbki. Ponadto paski automatycznie pobierają zalecaną objętość próbki do analizy.

- Objętość próbki (0,2 µl)

Termin ważności pasków w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Po otwarciu pudełka należy zużyć paski w ciągu 90 dni.

Chronić paski od wilgoci, światła oraz nie przechowywać pasków w temperaturze powyżej +25 C. Jeżeli paski są przechowywane w lodówce (poniżej +7 C) przed użyciem powinno się je trzymać zamknięte w opakowaniu, co najmniej przez 20 minut w temperaturze pokojowej.

Zawartość

Opakowanie 24 pasków testowych do pomiaru kwasu mlekowego wyłącznie do urządzenia Lactate Scout+.
Można dokupić większą ilość.