

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-panel-kardiologiczny-15-szt-pts-panels-cholhdlglu-test-strips-d0-cardiochek-pa-plus-p-123.html>



Paski Panel Kardiologiczny 15 szt - PTS Panels CHOL+HDL+GLU Test Strips d0 CardioChek Pa, Plus

Cena	390,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PTS2412
Kod producenta	BS002412
Kod EAN / GETIN	381932412018
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS002412-HCT

Opis produktu

Testy paskowe działają wyłącznie z urządzeniem CardioChek PA. Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom 4 parametrów krwi, w próbce krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Są to: cholesterol całkowity TC, dobry cholesterol HDL, glukoza, i stosunek TC/HDL. Niewielka kropla krwi 40µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny.

Parametry techniczne:

- Zakresy pomiarowe testów to:
 - Cholesterol całkowity (TC) - 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 - Cholesterol HDL - 20 - 120 mg/dL (0,52 - 3,11 mmol/L)
 - Glukoza (GLU) - 20-600 mg/dl lub 1,11-33,3mmol/l
 - Stosunek TC/HDL
- Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
- Czas badania:

Deklaracja zgodności:

Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Opcje dodatkowe:

- Pipety o pojemności 40µL, które samoistnie zasysają krew. Pipety te są absolutnie niezbędne dla przeprowadzenia poprawnego badania profilu lipidowego.
- Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
- Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

Zawartość opakowania:

- 1 x Opakowanie Panel Kardiologiczny 15szt
- 1 x Memo Chip (procesor kalibrujący)

Zastosowanie:

Paski do pomiaru zestawu sercowo - naczyniowego znakomicie sprawdzają się zarówno w placówkach medycznych jak również w laboratoriach, którym zależy na bardzo szybkiej i wygodnej obsłudze pacjenta. Testy te świetnie sprawdzają się również podczas wszelkich akcji badań wyjazdowych, typu "białe niedziele", które coraz częściej są organizowane przez przychodnie, a także podczas wizyt domowych u pacjentów. Testy zestaw sercowo - naczyniowy są również znakomitym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na schorzenia układu sercowo naczyniowego. Mogą one samodzielnie, szybko i precyzyjnie wykonać test, który przedstawi pełne wyniki trzech parametrów krwi. Wygodne opakowanie i prostota obsługi pozwalają na zabranie pasków w podróż służbową czy na wakacje.

Prawidłowe wartości pomiarowe:

- Cholesterol całkowity (TC) - poniżej 200 mg/dl (5,2 mmol/L)
- Cholesterol HDL - kobiety - powyżej 40 mg/dl (1,0 mmol/L), mężczyźni - powyżej 35 mg/dl (0,9 mmol/L)
- Glukoza (GLU) - 70 - 105 mg/dl (3,9 - 5,8mmol/L)