

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-alp-fosfataza-alkaliczna-test-30-szt-p-459.html>

paski reflatron ALP fosfataza alkaliczna test 30 szt

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	11622773204
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) jest testem zanurzeniowym do ilościowego oznaczania ogólnej aktywności fosfatazy alkalicznej za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazania chorób kości oraz zakłóceń w pracy wątroby.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Fosfataza alkaliczna (ALP) to enzym z klasy hydrolaz o aktywności fosfatazy. Jej rola polega głównie na katalizowaniu defosforylacji różnych estrów fosforanowych. Występuje głównie w kościach, ale także w wątrobie i jelitach.

W diagnostyce medycznej badanie poziomu ALP wykorzystywane jest głównie w przypadku podejrzenia chorób związanych z kośćmi i wątrobą.

Podwyższony poziom fosfatazy zasadowej może oznaczać m.in:

- krzywice,
- osteomalacie,
- nowotwory dwunastnicy, wątroby lub dróg żółciowych
- choroby nerek
- cholestaza wewnątrz- i zewnątrzwątrobową
- wtórna nadczynność przytarczyc związana z zaburzonym metabolizmem witaminy D

System Reflotron to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi.

Test służy do ilościowego określenia Fosfatazy alkalicznej.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl), krew heparynowa (30 µl), osocze heparynowe (30 µl)

Zakres pomiaru

20 do 1250 U/l



Przechowywanie
2°C do 30°C