

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-amylase-amylaza-test-15-szt-p-460.html>

paski reflatron amylase amylaza test 15 szt

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	11200658203
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowym do ilościowego oznaczania ogólnej aktywności amylazy za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu diagnozy zapalenia trzustki.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne go i nieracjonalnego ich stosowania.

Systemy Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Pozwalają one na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. Systemy te dostarczają szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Amylaza to enzym wytwarzany przez ślinianki, trzustkę, gruczoł mleczny, jajniki oraz jądra. Najważniejszymi narządami wydalania amylazy z ustroju są nerki i przewód pokarmowy. Amylaza bierze udział w trawieniu wielocukrów, przede wszystkim skrobi, glikogenu, amylopektyn, do cukrów prostych.

Badanie poziomu amylazy w organizmie zleca się w przypadku:

- Podejrzenia ostrego zapalenia trzustki.
- Podejrzenia przewlekłego zapalenia trzustki.
- W przypadku długotrwałych dolegliwościach bólowych przebiegających ze zmniejszeniem masy ciała, biegunkami tłuszczowymi i nadużywaniem alkoholu lub kamicą żółciową.
- Podejrzenia chorób ślinianek takich jak zapalenie lub nowotwór, które prowadzą do zatkania przewodu wyprowadzającego ślinę przy jednoczesnym powiększeniu gruczołu ślinowego.
- Przy podejrzeniu perforacji, przedziurawienie żołądka, dwunastnicy lub jelita oraz niedrożność jelita lub zmiany niedokrwienne jelit.

Wielkość opakowania:

- 15 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl), krew heparynowa (30 µl), osocze heparynowe (30 µl)

Zakres pomiaru

29 – 860 U/l; 0,48 – 14,33 µkat/l

Przechowywanie

2°C do 30°C