

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-cholesterol-test-30-szt-p-463.html>

paski reflatron cholesterol test 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	10745065204
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowym do ilościowego oznaczania ogólnej aktywności cholesterolu za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche do wskazania zaburzeń przemiany tłuszczowej.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne go i nieracjonalnego ich stosowania.

Systemy Reflotron to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Pozwalają one na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. Systemy te dostarczają szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi.

Cholesterol to związek chemiczny z grupy steroli, syntetyzowany jest tylko w ustroju ludzkim i zwierzęcym. Około połowa cholesterolu organizmu ludzkiego pochodzi z syntezy wewnątrz organizmu, pozostała zaś ilość jest dostarczana z pokarmem. Około 50% syntetyzowanego cholesterolu pochodzi z wątroby, 15% z jelit, zaś znaczna część pozostałej ilości ze skóry. Praktycznie wszystkie tkanki zawierające komórki jądrzaste (z wyjątkiem tkanki mózgowej) są zdolne do syntetyzowania cholesterolu.

Osoby które powinny podlegać badaniu cholesterolu:

- z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca).
- u których rodzinnie występuje wysoki poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku.
- w wieku powyżej 35 lat z czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów.
- przyjmujące leki obniżające poziom cholesterolu.
- które pragną profilaktycznie kontrolować stan swojego układu sercowo-naczyniowego.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl), krew heparynowa (30 µl), osocze heparynowe (30 µl); krew z EDTA (30 µl); osocze z EDTA (30 µl)

Zakres pomiaru

2,59 – 12,9 mmol/l; 100 – 500mg/dl

Przechowywanie

2°C do 30°C