

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-creatynin-kreatynina-test-30-szt-p-467.html>

paski reflatron creatynin kreatynina test 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	10886874203
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania specyficznej aktywności kreatyniny za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche do wskazania chorób nerek, artretyzmu i cukrzycy.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Systemy Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Pozwalają one na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. Systemy te dostarczają szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi.

Kreatynina jest produktem metabolizmu, pochodną kreatyny (substancja, która stanowi w mięśniach nośnik energii), powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny, występuje we krwi i moczu. Kreatynina jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem, stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem w ciągu doby wydalą się od 14 do 26 mg tego związku na kilogram masy ciała.

Kreatynina jest jednym z markerów biochemicznych pozwalających monitorować stan nerek. Wzrost poziomu kreatyniny zwykle towarzyszy upośledzonej filtracji kłębuszkowej, ostrej jak i przewlekłej niewydolności nerek,

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Osocze (30 µl), krew heparynowa (30 µl); krew z EDTA (30 µl), osocze heparynowe (30 µl); osocze z EDTA (30 µl)

Zakres pomiaru

44,5 do 884 µmol/l; 0,5 – 10 mg/dl

Przechowywanie

2°C do 30°C