

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-ggt-gamma-glutamylotranspeptydaza-test-30-szt-p-468.html>

paski reflatron GGT (gamma-glutamylotranspeptydaza) test 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	10745081203
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania specyficznej aktywności GGT (Gamma-glutamylotranspeptydaza) za pomocą fotometru refrakcyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazania chorób nerek.

Zastosowanie testów ilościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy ilościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

GGT (Gamma-glutamylotranspeptydaza) jest enzymem związanym z błonami komórkowymi, występującym w obrębie nerek, komórek nabłonka dróg żółciowych, wątroby, trzustki, jelita i gruczołu krokowego. W związku ze zwiększoną jego aktywnością w gruczole krokowym, ogólna aktywność tego enzymu w surowicy jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet.

Oznaczenie GGT wykorzystuje się w diagnozowaniu jako jeden ze wskaźników chorób wątroby lub dróg żółciowych. By ocenić, która z przyczyn jest adekwatna dla danego pacjenta, należy zestawić wartość GGTP ze stanem klinicznym pacjenta, w tym jego objawami, oraz z wartościami innych badań.

Podwyższenie poziomu GGT oznaczać może:

- ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki lub zapalenie wątroby
- mononukleozę zakaźną
- chorobę wrzodową
- chorobę alkoholową

System Reflotron to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl); krew heparynowa (30 µl); krew z EDTA (30 µl); osocze heparynowe (30 µl); osocze z EDTA (30 µl)

Zakres pomiaru

5 do 3500 U/l; 0,08 – 58,33 µkat/l

Przechowywanie



2°C do 30°C