

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-got-aspat-test-30-szt-p-469.html>

paski reflatron GOT AspAT test 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	10745120203
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania specyficznej aktywności AspAT (GOT, AST) za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazywania chorób wątroby.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy ilościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, GOT, AST) jest enzymem wewnątrzkomórkowym, zwykle występuje we krwi w śladowych ilościach, spotykanym w wątrobie, mięśniu sercowym, w mięśniach szkieletowych, nerkach i krwinkach czerwonych. Badanie biochemiczne określające aktywność AspAT we krwi pozwala przede wszystkim na diagnozowanie chorób wątroby.

Wysokie wyniki AspAT mogą wskazywać na:

- wirusowe zapalenie wątroby
- toksyczne uszkodzenie wątroby związkami chemicznymi
- zapalenie dróg żółciowych
- ostre reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego
- ponadto zawał serca, przy czym jest najwyższy od 4 do 6 godzin po zawale, a zwiększona aktywność utrzymuje się jeszcze przez 3 dni. Jednak w przypadku lżejszych zawałów wartość tego enzymu może utrzymać się na prawidłowym poziomie

System Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl); krew heparynowa (30 µl); osocze heparynowe (30 µl)

Zakres pomiaru

5 – 500 U/l; 0,08 – 8,35 µkat/l

Przechowywanie

2°C do 30°C