

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-gpt-alat-test-30-szt-p-470.html>

paski reflotron GPT ALAT test 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	10745138203
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania specyficznej aktywności ALAT (GPT) za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazania chorób wątroby.

Zastosowanie testów ilościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy ilościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) to enzym wewnątrzkomórkowy, występujący najczęściej w komórkach wątroby, rzadziej w mięśniach szkieletowych, w mięśniu sercowym i nerkach, niezbędny do funkcjonowania komórki. Stosunek poziomu aktywności AspAT do ALAT pozwala obliczyć wskaźnik de Ritisa, którego wartość powyżej lub poniżej jedności sugeruje wystąpienie określonych chorób wątroby.

Wysokie wyniki ALAT mogą świadczyć m.in. o:

- wirusowym zapaleniu wątroby
- toksycznym uszkodzeniu wątroby
- niewydolności krążenia
- marskości wątroby
- hipoksję
- zawałe serca

System Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka

Surowica (30 µl); krew heparynowa (30 µl); osocze heparynowe (30 µl)

Zakres pomiaru

5 - 2000 U/l; 0,08 - 33,4 µkat/l

Przechowywanie

2°C do 30°C