

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-reflotron-triglicerydes-trójglicerydy-triglicerydy-test-30-szt-p-474.html>

## paski reflatron triglicerydes trójglicerydy triglicerydy test 30 szt.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>Zadzwoń 32 720 62 10</b> |
| Numer katalogowy | <b>10745049203</b>          |
| Producent        | <b>Roche</b>                |

### Opis produktu

**Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.**

**Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.**

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania ogólnej aktywności trójglicerydów za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazania zaburzeń przemiany tłuszczowej, artretyzmu i cukrzycy.

Testy ilościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne go i nieracjonalnego ich stosowania.

Trójglicerydy (triacyloglicerydy, triglicerydy, triacyloglicerole, TG) są organicznymi związkami chemicznymi należącymi do tłuszczów prostych. W organizmie służą jako jeden z głównych materiałów energetycznych zużywanych na bieżące potrzeby organizmu, lub są też magazynowane jako materiał zapasowy w postaci tkanki tłuszczowej. Po posiłku stężenie triglicerydów we krwi znacząco wzrasta ponieważ pochłaniane z pokarmu trójglicerydy stosunkowo szybko docierają do krwi jako chylomikrony. Wnioski diagnostyczne można wyciągnąć tylko na podstawie wyników w krwi na czczo. Podwyższone stężenie trójglicerydów często występuje również w przypadku: otyłości, cukrzycy typu 2, przewlekłej niewydolności nerek, uszkodzeniach wątroby, zapaleniu trzustki, chorobach układu krążenia i nadmiernemu spożyciu alkoholu. Mogą one być również sygnałem choroby, która dotychczas nie została rozpoznana. Hipertrójglicerydemia może doprowadzić do miażdżycy naczyń, a dalej m.in. do choroby niedokrwiennej serca, zawału serca lub udaru mózgu.

Znaczenie diagnostyczne trójglicerydów:

- Wczesne rozpoznanie ryzyka wystąpienia miażdżycy tętnic
- Klasyfikacja hiperlipoproteinemii
- Kontrola terapii hipolipemizujących
- Kontrola cukrzycy typu 2

System Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

#### Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

#### Próbka

Surowica (30 µl), krew heparynowa (30 µl), osocze heparynowe (30 µl); krew z EDTA (30 µl); osocze z EDTA (30 µl)

Zakres pomiaru

0,80 – 6,86 mmol/l; 70 – 600 mg/dl



---

**Przechowywanie**  
2°C do 30°C