

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-safe-aq-50-sztop-oraz-lancety-sinocare-soft-twist-28g-50-sztop-p-1691.html>



Paski Safe AQ 50 szt/op oraz Lancety Sinocare Soft Twist 28G 50 szt/op

Cena	34,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SNC010+SNC080
Kod producenta	Safe AQ testy glukozy + Lancety Soft Twist 28G

Opis produktu

Zestaw opakowania 50 pasków testowych do glukometru Sinocare Safe AQ z opakowaniem 50 lancet Sinocare Soft Twist 28G.

Paski testowe do glukometrów Safe AQ mają bardzo wysoką dokładność uzyskiwanych wyników. Są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, oraz dla profesjonalnego personelu medycznego.


Lancety Sinocare Soft Twist 28G są przeznaczone do jednorazowego użycia przy pobieraniu krwi. Świetnie pasują do większości standardowych nakłuwaczy z regulowaną głębokością nakłucia.

Sinocare Safe AQ Testy paskowe Glukoza

Do uzyskania wyniku glukozy w krwi wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna. Już po 5 sekundach od nałożenia próbki uzyskuje się dokładny pomiar.

Auto-kodowanie pasków testowych: automatyczne kodowanie partii pasków testowych. Dzięki temu glukometr jest łatwy i szybki w obsłudze.

Metoda GDH-FAD – testy wykorzystują enzym GDH-FAD który eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.



Specyfikacja

- Próbkę krwi: świeża kapilarna krew pełna, żylna krew pełna
- Próbkę do kalibracji: plazma żylna
- Zakres testowy: 20-600mg / dL (1,1-33,3mmol / L)

- Czas testu: 5 s.
- Objętość krwi: 0,6 µl
- Zakres hematokrytu (HCT): 30-60%
- Opakowanie 50 testów

Sinocare Sinodraw Soft Twist 28G Lancety

Przy pomocy lancet Soft Twist uzyskuje się próbkę krwi, stosowaną w różnego rodzaju testach diagnostycznych. Doskonale się nadają dla badania poziomu glukozy w krwi. Mogą również służyć w badaniach poziomu kwasu moczowego, kwasu mlekowego oraz cholesterolu.

Końcówka lancety jest sterylna, zawleczka jest uszczelniona od podstawy.

Opakowanie 50 lancet