

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-do-glukometru-rightest-gs100-50szt-firmy-bionime-p-900.html>

Paski do glukometru Rightest GS100 50szt. firmy Bionime

Cena	43,20 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4710627333462

Opis produktu

Paski do [glukometru Rightest GS 100](#) 50szt. firmy Bionime

Paski testowe do oznaczenia poziomu stężenia glukozy w krwi. Łatwa, wygodna i prosta samokontrola glikemii.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych (2 fiolki po 25 sztuk).

Testy Rightest GS 100 współpracują wyłącznie z [glukometrem Rightest GS 100](#). Pasek przeznaczony jest do jednorazowego pomiaru z wykorzystaniem kropli krwi włośniczkowej z nakłutej opuszki palca.

Paski Rightest GS 100 uzyskały jedną z najwyższych ocen wiarygodności pomiarów wszystkich światowych towarzystw diabetologicznych. Paski wykorzystują do oznaczania glukozy metodę elektrotransmisji. Elektroda paska wykonana jest m.in. z metalu szlachetnego (złota), dzięki czemu pomiar jest niezwykle precyzyjny.

Główna część paska wykonana jest z twardego plastiku, a boczne skrzydełko posiada pole wypukłych i wklęsłych kropek, które zapobiegają wyślizgnięciu się z palców przy zakładaniu lub wyjmowaniu.

Pasek swobodnie, ale mocno wciska się w szczelinę glukometru co ułatwia obsługę, zwłaszcza osobom starszym.

Kropla krwi z palca jest samoczynnie zasysana do rurki w pasku. Należy tylko zbliżyć do kroplę krwi do wolnego końca rurki paska. Pomiar zaczyna się automatycznie po zassaniu krwi.

Cechy pasków testowych Rightest GS 100:

- Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru: 1,4 µl
- Próbką: pełna krew kapilarna
- Czas pomiaru: 8 sekund
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl

Przechowywać w temperaturze od 10 °C do 60 °C

Producent: Bionime