

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-badania-w-moczu-glukozy-ph-bialka-krew-u4-100szt-p-568.html>



Paski testowe do badania w moczu Glukozy, pH, Białka, Krew U4 100szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL41040-L
Kod producenta	41040-L
Kod EAN / GETIN	4250387305854
Producent	nal von minden

Opis produktu

Paski do analizy moczu 4 – Glukoza, pH, Białka, Krew

Solidne, plastikowe paski służące do badania moczu są łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwalają szybko uzyskać informacje o składzie moczu, a przez to o patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć jeden albo więcej parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

W opakowaniu jest 100 sztuk pasków. Każdym paskiem możemy wykonać kontrolę parametru:

- Glukoza,
- pH,
- Białka,
- Krew

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

>>

Parametr	UG	UGP	U2	U3	U4	U5B	U8SG	U10SL	11M	U13
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciepota właściwa							X	X	X	X
Urobilino								X	X	X



gen
