

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-btm-supercheck-1-50szt-firmy-megapharm-p-903.html>



Paski Testowe do glukometru BTM Supercheck 1 50szt. firmy MegaPharm

Cena	35,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4719932588185

Opis produktu

Paski testowe do glukometru BTM Supercheck 1 50szt. firmy MegaPharm

Paski testowe BTM Supercheck 1 przeznaczone są dla wyłącznego wykorzystania w [glukometrze BTM Supercheck 1](#) do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Opakowanie zawiera 50 (2 x 25) pasków testowych.

Wykorzystywane są do ilościowego pomiaru zawartości glukozy w próbce świeżej włośniczkowej krwi pełnej pobranej z palca lub przedramienia. System BTM Supercheck 1 przeznaczony jest do użytkowania przez pracowników opieki zdrowia oraz stosowania w domu przez osoby cierpiące na cukrzycę, a także jako pomoc w nadzorowaniu skuteczności programu leczenia cukrzycy.

Cechy pasków testowych BTM Supercheck 1:

- Wymagana objętość krwi: 0,7 µl
- Czas pomiaru: 6 sekund.
- Zakres pomiaru: 1,1-33,3 mmol/l (20-600 mg/dl)

Skład chemiczny:

- Oksydaza glukozy (*Aspergillus niger*) 10,4%
- Żelazicyjanek potasu 53,1%
- Substancje niewchodzące w reakcje 36,5%

Paski testowe należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych w temperaturze 8~30°C.

Producent: MegaPharm