

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-cera-chek-1-code-50szt-firmy-hand-prod-p-894.html>

Paski testowe do glukometru Cera-Chek 1 code 50szt. firmy Hand Prod

Cena	35,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	8809242521845

Opis produktu

Paski testowe do glukometru Cera-Chek 1 code 50szt. firmy Hand Prod. Paski testowe dla glukometrów przeznaczone są do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Używane wyłącznie w [glukometrze Glukometr Cera-chek 1code](#).

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Testy do samodzielnej kontroli glikemii przez pacjenta w pełnej krwi włosniczkowej.

Paski testowe charakteryzują się tym, że są duże, oraz wyposażone w poręczny uchwyt, dzięki któremu nałożenie próbki jest wygodne i nie ryzykuje się kontakt z próbką. Doskonale się nadają dla osób z zmniejszoną sprawnością dłoni.

Testy nie wymagają kodowania glukometru.

Specyfikacja techniczna:

- Metoda pomiaru: Elektrochemia
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Objętość próbki: 0,5 µl
- Typ próbki: krew kapilarna lub żylna
- Jednostki pomiaru: mg/dL lub mmol/L
- Zakres pomiarowy: 10-900 mg/dL (0,6-50 mmol/L)
- Warunki przechowywania 2 – 32°C (pasek)

Producent: Hand Prod