

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-contour-ts-50szt-firmy-bayer-p-884.html>

Paski Testowe do glukometru Contour TS 50szt. firmy Bayer

Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5016003183904

Opis produktu

Paski Testowe do glukometru Contour TS firmy Bayer. Paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, przeznaczone są do samodzielnej kontroli glikemii przy pomocy [glukometru Contour TS](#).

Opakowanie 50 pasków testowych.

Specyfikacja techniczna pasków testowych Contour TS.

- Wielkość próbi krwi: 0,6 µl
- Czas pomiaru: 8 sekund
- Jednostka miary: mg/dl (miligramy na decylitr)
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl
- Kalibracja do osocza
- Wyposażone w czujnik minimalnej objętości próbki krwi.
- Nie ma potrzeby kodowania.

Sposób użycia:

- Włożyć szary koniec paska do pomarańczowego portu w glukometrze.
 - Glukometr włączy się automatycznie
 - Nie ma potrzeby kodowania.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kropłą krwi, co oznacza, że glukometr jest gotowy do badania.
- Badanie wykonać natychmiast po uzyskaniu kropli krwi, należy dotknąć polem reakcyjnym paska testowego do kropli krwi.
- Pasek testowy jest tak wykonany, że sam łatwo zasysa krew końcówką paska. Nie nakrapiać krwi bezpośrednio na płaską powierzchnię paska testowego.

Skład chemiczny.

- FAD zależna dehydrogenaza glukozy 6%,
- żelazicyjanek potasu 56%,
- składniki nieaktywne 38%

Producent: Ascensia Diabetes Care / Bayer