

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-glucosure-advance-ii-50szt-firmy-apexbio-p-1107.html>



Paski Testowe do glukometru GlucoSure ADVANCE II 50szt. firmy ApexBio

Cena	37,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4713648765670
Producent	.Apex Biotechnology Corp.

Opis produktu

Paski Testowe do glukometru GlucoSure ADVANCE II 50szt. firmy ApexBio

Paski testowe do [zaawansowanego pediatrycznego glukometru GlucoSure ADVANCE II](#) mają bardzo wysoką dokładność uzyskiwanych wyników. Są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, kontroli glikemii u noworodków oraz dla profesjonalnego personelu medycznego.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Można używać w pediatrii, ponieważ pozwala na uzyskanie dokładnych wyników pomiaru u noworodków.

Auto-kodowanie pasków testowych: automatyczne kodowanie partii pasków testowych. Dzięki temu glukometr jest łatwy i szybki w obsłudze.

Metoda GDH-FAD – testy wykorzystują enzym GDH-FAD który eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

Spełniają normę dla systemów monitorowania stężenia glukozy EN ISO 15197:2015

Specyfikacja

- Zakres pomiaru: 20 - 600 mg/dL (1,1 ~ 33,3 mmol/L)
- Metoda kodowania: Automatyczna
- Objętość próbki (µL): > 0,8 µL
- Możliwości pamięci: 1000 wyników testów
- Wysyłanie danych: połączenie z komputerem
- Czas pomiaru: 8 sekund
- Zakres tolerancji hematokrytu: 10-70%

Producent: ApexBio