

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-glucosure-ht-50szt-firmy-apexbio-p-1142.html>

Paski testowe do glukometru Glucosure HT 50szt. firmy ApexBio

Cena	34,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Kod EAN / GETIN	4713648760811
Producent	.Apex Biotechnology Corp.

Opis produktu

Paski testowe do pomiaru dla systemu Glucosure HT. Szybkie i dokładne wyniki pomiaru glukozy.

[Glukometr Glucosure HT](#) jest nowoczesnym urządzeniem do samokontroli stężenia glukozy we krwi w warunkach domowych oraz do stosowania przez profesjonalny personel medyczny w placówkach służby zdrowia.

Automatyczne kodowanie testów

Specyfikacja techniczna

- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L)
- Kalibracja: do osocza
- Objętość próbki (μL): 0,5 μL
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Spełnia normę EN ISO 15197:2015

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Producent: ApexBio