

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-glukometru-contour-plus-50szt-firmy-ascensia-bayer-p-882.html>



Paski Testowe do glukometru Contour Plus 50szt. firmy Ascensia Bayer

Cena	45,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5016003763403

Opis produktu

Paski Testowe do glukometru [Contour Plus](#) 50 szt. firmy Ascensia Bayer, przeznaczone są do samodzielnej kontroli stężenia glukozy we krwi

50 testów paskowych w opakowaniu.

Dzięki innowacyjnej technologii Multipuls zapewniają laboratoryjną dokładność pomiaru.

Technologia No Coding eliminuje błędy z powodu błędnego kodowania użytkownika glukometru. Pasków nie trzeba samodzielnie kodować na urządzeniu.

Pomiar drugiej szansy umożliwia pacjentom umieszczenie na pasku dodatkowej ilości krwi w razie potrzeby, co zmniejsza liczbę zużywanych pasków.

Opatentowana technologia eliminuje błędy umożliwiając niezwykle dokładne pomiary stężenia glukozy we krwi.

Specjalne funkcje:

- Technologia Sip-in® sampling umożliwia pobranie odpowiedniej ilości krwi przy pierwszej próbie,
- pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników nawet przy niskich stężeniach glukozy,
- popularne substancje zakłócające – paracetamol, witamina C, metformina – nie wpływają na precyzję pomiaru,
- posiadają automatyczną korektę hematokrytu i zaawansowany algorytm, zapewniają dokładny pomiar w szerokim zakresie hematokrytu — od 0% do 70.

Charakterystyka pasków testowych Contour Plus:

- Metoda pomiaru: biosensoryczna, która opiera się na pomiarze prądu elektrycznego, powstającego w reakcji glukozy z odczynnikami na elektrodzie paska
- Wielkość próbki krwi: 0,6 µl
- Próbka badana: krew pełna
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Jednostka miary: mg/dl (miligramy na decylitr)

Producent: Ascensia Diabetes Care / Bayer.