

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-do-hematokrytu-i-hemoglobiny-25szt-hemosmart-gold-indywidualnie-pakowane-p-350.html>



Paski testowe do hematokrytu i hemoglobiny 25szt HemoSmart Gold, indywidualnie pakowane

Cena	99,90 zł
Cena poprzednia	200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ApexBio Polska
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Paski do zastosowania tylko w analizatorze HemoSmart Gold. Pozwalają określić poziom ilościowy hemoglobiny we krwi pobranej z palca lub krwi pełnej. Nowoczesne połączone elektrody zapewniają wiarygodne pomiary, a paski są pakowane w osobne folie które chronią przed zanieczyszczeniem, oraz zapewniają dokładność każdego badania .

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy: 4 - 24 mg/dl
- Objętość próbki krwi: 1 ul (krew pełna, kapilarna)
- Przechowywanie: Temperatura pokojowa, suche, zacienione miejsce
- Nie trzeba przechowywać w lodówce
- Czas pomiaru: 5 s.

Nowa grafika na opakowaniu!