

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-glucosure-star-50-szop-p-171.html>

Paski testowe GlucoSure STAR - 50 sz./op.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	s5636053
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Paski do zastosowania tylko w glukometrze GlucoSure Star.

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy: 20 - 600 mg/dL
- Objętość próbki krwi: <1.0µL
- Przechowywanie: temperatura pokojowa, suche, zacienione miejsce,
- Testów nie trzeba przechowywać w lodówce
- Czas pomiaru: 6 s.
- Wskaźnik hematokrytowy: 30% - 55%

Deklaracja zgodności: Urządzenie GlucoSure Star spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Zawartość opakowania:

- 50 sztuk pasków do pomiaru glukozy we krwi