

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-glukozy-do-systemu-glucosure-poc-p-1108.html>

Paski Testowe glukozy do systemu GlucoSure POC

Cena	37,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	.Apex Biotechnology Corp.

Opis produktu

Paski testowe do pomiaru glukozy dla profesjonalnego glukometru GlucoSure POC. Wyniki pomiaru są dokładne i pewne.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Specyfikacja pasków testowych glukozy GlucoSure POC

Auto-kodowanie pasków testowych: automatyczne kodowanie partii pasków testowych. Dzięki temu glukometr jest łatwy i szybki w obsłudze.

Metoda GDH-FAD – testy wykorzystują enzym GDH-FAD który eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

Zakres pomiaru: Glukoza: 20 - 600 mg/dL
Objętość wymaganej próbki (µL): ≤ 0,8 µL
Czas testu: 8 sekund
Zakres tolerancji hematokrytu: 10% - 70%

GlucoSure POC

GlucoSure POC to mały, przenośny analizator dla placówek medycznych do monitorowania tak poziomu glukozy, jak i ketonów we krwi. Do uzyskania wyników wystarczy małą, świeżą próbką krwi pełnej.

GlucoSure POC posiada

- Skaner kodów kreskowych
- Możliwość połączenia z komputerem
- Kolorowy wyświetlacz
- Standard Bluetooth

System został przygotowany dla zadań POC – czyli opiekę medyczną na miejscu, bez potrzeby odsyłania pacjenta do laboratorium. Doskonale spełnia wymagania zarządzania HIS / LIS.

GlucoSure POC został szczególnie zaprojektowany do zastosowania w pediatrii.