

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-testowe-lactate-scout-48-szt-p-58.html>

Paski testowe Lactate Scout+ - 48 szt.

Cena	648,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3405-0727
Producent	EKF Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Paski testowe do urządzenia [Lactate Scout+](#) do pomiaru stężenia mleczanu we krwi.

Opakowanie pasków testowych do pomiaru kwasu mlekowego wyłącznie do urządzenia Lactate Scout. 48 szt. (2x24szt.)

Zalecana objętość próbki (0.2 µl) jest pobierana automatycznie przez pasek testowy.

Paski testowe są tak skonstruowane, że pobrana próbka jest zamknięta i tym samym ryzyko infekcji osób trzecich jest zredukowane do minimum.

Przechowywanie

- Gwarantowany termin ważności pasków w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Po otwarciu pudełka należy zużyć paski w ciągu 90-ciu dni.
- Paski testowe muszą być zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nigdy nie mieszać pasków testowych od różnego opakowania! Po wyjęciu paska z opakowania należy natychmiast zamknąć pudełko!
- Chronić paski od wilgoci, światła oraz nie przechowywać pasków zbyt długo w temperaturze powyżej +25 C. Jeżeli paski są przechowywane w lodówce (poniżej +7 C), należy pamiętać, że przed użyciem powinno się je trzymać zamknięte w opakowaniu, co najmniej przez 20 minut w temperaturze pokojowej.