

Link do produktu: <https://redmed.pl/pch-100-analizator-hemoglobiny-glikowanej-hba1c-z-zestawem-600-testow-i-600-nakluczacy-pch100-p-1659.html>



PCH-100 Analizator hemoglobiny glikowanej HbA1c z zestawem 600 testów i 600 nakłuwaczy pch100

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

dzień roboczy do 13:00

Kod producenta

pch100

Opis produktu

Przenośny analizator hemoglobiny glikowanej HbA1c,

Zestaw zapewnia szybkie wyniki testu z próbki krwi włosniczkowej. Oferuje wskazówki głosowe. Analizator PCH-100 z zestawem odczynników i jednorazowymi nakłuwaczami. Wszystkie niezbędne elementy do wykonania 600 oznaczeń hba1c są zawarte w zestawie.

System monitorowania HbA1c służy głównie do wspomagania diagnostyki cukrzycy i monitorowania średniego poziomu glukozy we krwi.

Oferta zawiera zestaw, analizator PCH-100 oraz 20 opakowań po 30 testów HbA1c (600 szt.) i 3 opakowania nakłuwaczy Medlance® po 200 szt (600).

Ilościowe oznaczenie hemoglobiny A1c z próbek krwi pełnej z naczyń włosowatych, np. pobranych z opuszka palca, lub żyłnej krwi pełnej.

Ponieważ żywotność hemoglobiny wynosi zwykle 8 - 12 tygodni, HbA1c jest wskaźnikiem odzwierciedlającym średni poziom glukozy we krwi z ostatnich 2 - 3 miesiące.

Zakres pomiarowy dla HbA1c 4,0% ~ 15,0%

System monitorowania HbA1c jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro.

PCH-100 do ilościowego pomiaru procentu hemoglobiny A1c w całkowitej hemoglobinie wykorzystuje metodę odbicia w fazie stałej.

System monitorowania PCH-100 HbA1c powinien być obsługiwany wyłącznie przez profesjonalnych użytkowników, lekarzy lub asystentów laboratoryjnych.

Specyfikacja

- Próbkę krwi świeża pełna krew włosniczkowa, pełna krew żylna
- Czas testu $\leq 3,5$ min
- Wielkość próbki 5 μ l
- Zakres pomiarowy 4,0% ~ 15,0%

- HCT 30-60%
- Odchylenie względne $\leq \pm 10\%$
- Precyzyjny współczynnik zmienności (CV) $\leq 8\%$

- Temperatura testowa 15 °C
- Warunki przechowywania odczynników 2-8 °C