

Link do produktu: <https://redmed.pl/demo-analizator-ilosciowy-tsh-i-psa-z-krwi-z-palca-p-1206.html>

DEMO - Analizator ilościowy TSH i PSA z krwi z palca

Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00

Opis produktu

Nowoczesny analizator immunochromatograficzny oznaczania ilościowo swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) oraz poziomu tyreotropiny (TSH) w próbce krwi pełnej. Jest przeznaczony do użycia w placówkach medycznych w celach diagnostyki klinicznej.

Oferuje szybką obsługę i rzetelne wyniki próbki krwi pełnej o objętości 30 µl

Wynik można uzyskać w 10 ~ 20 minut i zostanie automatycznie zapisany w komputerze, co umożliwi operatorowi drukowanie i śledzenie w dowolnym momencie.

Analizator TSH/PSA wykorzystuje specjalne jednorazowe karty RFID do kalibracji, dzięki czemu uzyskane wyniki są dokładne, a jednorazowe kasety testowe zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia próbek, oraz ułatwiają konserwację.

Do analizatora dołączone jest specjalne oprogramowanie.

Parametry walidacji

- Analizator posiada funkcję kalibracji.
- Zakres: 0,5-380 RLU (Relative Light Unit -Względna jednostka światła)
- Powtarzalność: C.V. *
- Precyzja: C.V.*

* C.V.- współczynnik zmienności

Specyfikacja urządzenia

- Detektor: CCD
- Zakres skali szarości: 8 bit
- Transmisja danych: USB 2.0
- Wymagania dotyczące zasilania: port USB, DC 5V, 500mA
- Wymagania dotyczące komputera:
 - System operacyjny: XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8 / Windows 10
 - Port USB 2.0.
 - Pamięć RAM: co najmniej 512 Mb
 - Rozdzielczość: co najmniej 1024x600
 - Zalecane jest wykonania osobnej wersji dla oprogramowania
- Warunki pracy

-
- Używać tylko w pomieszczeniach
 - Używać do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza
 - Temperatura pomieszczenia: 5- 40 ° C
 - Wilgotność