

Link do produktu: <https://redmed.pl/pipeta-automatyczna-500-l-z-wymiennymi-koncowkami-p-1701.html>

Pipeta automatyczna 500 μ l z wymiennymi końcówkami

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

LH500

Opis produktu

Wysokiej jakości narzędzie laboratoryjne do przenoszenia i nanoszenia próbek. Automatyczna pipeta z wymiennymi końcówkami ma ergonomiczny kształt, doskonale przystosowana do długiej pracy w laboratorium.

Boczny przycisk do pipetowania,

dostosowana do dłoni rączka,

wygodnie usytuowany przycisk do zrzucania końcówek.

Narzędziem można posługiwać się lekko i swobodnie nawet przez długi czas.

Smukły, długi trzon umożliwia korzystanie z przyrządu w wąskich naczyniach.

Mikropipeter jest łatwy w konserwacji: trzonek nadaje się do sterylizacji w autoklawie, tłok i spust końcówek są odporne na korozję. Każdy przyciski ma inną funkcję, oraz są oddzielone od siebie, co zmniejsza ryzyko błędu.

W zawartości opakowania 5 wymiennych końcówek.

Cechy mikropipetera:

- Stała pojemność 500 μ l.
- Temperatura robocza 15°C do 40°C.
- Trzon sterylizowany w autoklawie w temperaturze 121°C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285.
- Prosta kalibracja przy pomocy zawartego w opakowaniu klucza.
- Oznaczenie CE zgodne z dyrektywą IVD 98/79 WE.