

Link do produktu: <https://redmed.pl/pipeta-regulowana-transferpette-s-0-5-5-ml-p-1704.html>

Pipeta regulowana Transferpette S 0,5 - 5 mL

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

LH504

Opis produktu

Pipeta z poduszką powietrzną Transferpette® S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Niskie siły robocze i krótki skok zapewniają swobodne pipetowanie, nawet podczas długich serii pipetowania. Dzięki doskonałej ergonomii Transferpette® S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji dłoni, niezależnie od tego, czy operator jest prawo- czy leworęczny, lub ma duże czy małe dłonie. Zmiana uchwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustawianie objętości, pipetowanie, wysuwanie końcówki.

Ochrona przed przypadkową regulacją objętości, łatwa w obsłudze nawet w rękawiczkach. Transferpette® S posiada również technologię Easy Calibration, która sprawia, że kalibracja jest dziecinnie prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez narzędzi.

- Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 500 do 5000 µl (0,5 – 5,0 mL)
- Krótki skok i małe siły operacyjne
- Obsługa jedną ręką dla użytkowników prawo- i leworęcznych
- Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówki wirówkowe)
- Uniwersalny stożek końcowy
- Kod koloru na pokrętle regulacji objętości, trzonku i zabezpieczeniu przed zmianą objętości
- Łatwa kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration
- Całkowicie autoklawowanie w 121 °C
- Temperatura pracy od +15°C do +40°C
- Ciśnienie pary do 500 mbar
- Lepkość do 260 mPa s
- Oznaczenie CE zgodne z dyrektywą IVD 98/79 WE.