

Link do produktu: <https://redmed.pl/pts-collect-capillary-tubes-pipety-kapilary-pts-30l-25szt-p-559.html>

PTS Collect™ capillary tubes Pipety Kapilary PTS 30μl 25szt.

Cena	13,50 zł
Cena poprzednia	29,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS2865
Kod producenta	2865
Kod EAN / GETIN	381932865012
Producent	.PTS Diagnostics
SKU	BS002865

Opis produktu

Zapewniają szybką, efektywną i oszczędną pracę. Doskonale do pobierania krwi dla różnych zastosowań medycznych. Kapilary mają konstrukcję szklanej szyjki w obudowie z tworzywa sztucznego. Gruszka na końcu do dozowania pobranej próbki. W projekcie kapilar użyto technologii samo pochłaniania, dzięki której każda próbka jest dokładnie o zadanej objętości kapilary. Cecha Kapilar PTS:

- Pojemność 30μl, oznaczona kolorem kodowym.